

GUÍA CLÍNICA · LÍNEA VETERINARIA

SINOTHINKER · SK6100

QUÍMICA CLÍNICA VETERINARIA

Paneles bioquímicos para un flujo de trabajo sostenido.



Un panel completo, a tu ritmo.

Química clínica fotométrica para integrar perfiles bioquímicos en la operación diaria de tu clínica.

Sinothinker SK6100 — Analizador fotométrico de química clínica

El Sinothinker SK6100 combina rendimiento de hasta 120 pruebas por hora con un sistema abierto de 54 reactivos y 81 cubetas reutilizables.



120/h

PRUEBAS



54

REACTIVOS



81

CUBETAS

EN ESTA GUÍA

1 Del reactivo al resultado
Un flujo fotométrico para los perfiles de tu consulta.

2 Química que organiza la decisión
Perfiles y componentes para ampliar el contexto clínico.

3 Capacidad para acompañar tu operación
Especificaciones, costo y soporte.


Del reactivo al resultado

Un flujo fotométrico para los perfiles de tu consulta.



DIAGNÓSTICO

FLUJO DE ANÁLISIS



Muestra y reactivos

Prepara la muestra y los reactivos compatibles conforme al método del analito y al protocolo validado por tu clínica.

01 Organiza el perfil

Selecciona los analitos requeridos para el caso y prepara los reactivos compatibles.

02 Carga la muestra

Coloca la muestra y los reactivos conforme al método de trabajo de tu laboratorio.

03 Inicia la corrida

El analizador realiza la lectura fotométrica y entrega los resultados del perfil.



SEGURIDAD

Trata todas las muestras como material potencialmente infeccioso y sigue el protocolo de bioseguridad de tu clínica.

Características clave

Lo que hace distinto a este equipo dentro de tu consulta.



Hasta 120 pruebas por hora

Capacidad pensada para un flujo medio o alto de química clínica.



54 reactivos compatibles

Sistema abierto que permite trabajar con reactivos compatibles y métodos validados.



81 cubetas reutilizables

Capacidad de cubetas reutilizables para optimizar la operación sostenida.



Perfiles para la consulta

Hepático, renal, lípidos y cardíaco para organizar el análisis bioquímico.



Lectura fotométrica

Tecnología para la medición de química clínica en cada corrida.

¿Para qué veterinaria funciona?

La química líquida aporta valor cuando necesitas integrar perfiles bioquímicos en la valoración clínica y sostener un volumen constante de trabajo.



Consulta de pequeñas especies

Para chequeos preventivos, pacientes con signos inespecíficos y seguimiento de tratamientos en perros y gatos.



Hospital y urgencias

Para complementar la evaluación de pacientes hospitalizados o de casos que requieren una valoración bioquímica oportuna.



Clínicas de especialidad

Apoya la revisión de perfiles hepáticos, renales, lipídicos y cardíacos dentro del abordaje del médico tratante.



Laboratorio veterinario

Su capacidad de hasta 120 pruebas por hora facilita procesar perfiles de distintas áreas en una jornada sostenida.



INSIGHT CLÍNICO

La química líquida no sustituye la exploración ni el criterio veterinario: sus resultados se interpretan junto con la historia clínica, el examen físico y otros estudios pertinentes.

Capacidad para acompañar tu operación

Especificaciones, costo y soporte.



TU CONSULTA

EN TU DÍA A DÍA



PARA TU VALORACIÓN CLÍNICA

- Integra perfiles hepáticos, renales, lipídicos y cardíacos al estudio del paciente.
- Los resultados complementan la exploración y el criterio del médico veterinario.



PARA LA OPERACIÓN

- Rendimiento de hasta 120 pruebas por hora para mantener el ritmo del laboratorio.
- 54 reactivos compatibles y 81 cubetas reutilizables para planear el flujo de trabajo.

ESPECIFICACIONES COMPLETAS



Tecnología	Química clínica fotométrica
Rendimiento	Hasta 120 pruebas por hora
Sistema	Abierto, con 54 reactivos compatibles
Cubetas	81 cubetas reutilizables
Perfiles	Hepático, renal, lípidos y cardíaco

TU CONSULTA

Costo por prueba: \$36.00 MXN

Precio sugerido al cliente: \$200 MXN por estudio · Todo equipo incluye 1 año de garantía, kit de reactivos de arranque, instalación y capacitación sin costo.

¿Lo quieres en tu clínica?

WhatsApp +52 221 345 7476 · powerlab.com.mx

